



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytomégalovirus PCR

Sécrétions salivaires (enfant)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche de cytomégalo virus dans la salive chez l'enfant de moins de 3 semaines
Préparation du patient	Les échantillons de salive sont à prélever chez le nouveau-né au moins une heure après l'alimentation en tamponnant l'intérieur de la bouche jusqu'à ce que l'écouvillon soit imbibé de salive.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	CMV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Salive
Instruction(s) particulière(s)	Les échantillon de salive sont à prélever chez le nouveau-né au moins une heure après l'alimentation en tamponnant l'intérieur de la bouche jusqu'à ce que l'écouvillon soit imbibé de salive.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 917995

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>

Résultats

Délai de rendu 1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 119.7