



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Immuno-blot

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Détection des autoanticorps de type IgG, IgA ou IgE dirigés contre les antigènes: BP180 non-NC16a (pemphigoïde bulleuse et des muqueuses), Laminine-5(332) (pemphigoïde cicatricielle et des muqueuses), Laminine1 ou P200 (pemphigoïde P200), Collagène VII (épidermolyse bulleuse acquise, lupus bulleux), Envoplakin/ Periplakin/ Desmoplakin (pemphigus paranéoplasique). Desmocollin (pemphigus pustuleux). Seule la détection des IgG antiBP180 et anti-collagène VII fait partie du domaine accrédité.

#### Renseignement téléphonique

021 314 42 80

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Jeudi

#### Spécialité

- Externalisé

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[HUG – DERMAT – SSYP/AIC](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

### Matériel standard

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum gel



Monovette ISO bouchon MARRON - N° commande : 966438



# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>