Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Galactokinase**

Sang

### Information(s) importante(s)

**Attention** 

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Condition particulière d'acheminement

## Informations générales

C	-	_	_
Exa	Ш	е	n

Renseignement téléphonique	0213144280
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich. Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).
Spécialité	• Externalisé
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien KISPI - Zentrum für Pädiatrische Labormedizin
Recommandations	Cocher : Galactokinase dans Kohlenhydrat-Stoffwechsel (Page1)
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

#### **Acheminement**

#### **Conditions d'acheminement**

Envoi du lundi au jeudi. Doit arriver dans les 48 heures après le prélèvement.

### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation

