

Catalogue des analyses - Laboratoire

Galactokinase

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen**Renseignement téléphonique** 0213144280**Fréquence et/ou horaire d'exécution**

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich.
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

Spécialité

- Externalisé

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande****Lien**[KISPI - Zentrum für Pädiatrische Labormedizin](#)**Recommandations**

Cocher : Galactokinase dans Kohlenhydrat-Stoffwechsel (Page1)

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Acheminement

Conditions d'acheminement

Envoi du lundi au jeudi. Doit arriver dans les 48 heures après le prélèvement.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation