



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Acide Pristanique

Sang

## Information(s) importante(s)

**Attention**

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

**Renseignement téléphonique** 021 314 42 80

**Spécialité**

- Externalisé

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Lien**  
[KISPI AKCB Selektives Screening Stoffwechsel](#)

**Recommandations** Cocher : Pristansäure sous Peroxisomaler Stoffwechsel page 2

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

**Contenant(s) autre(s)** EDTA plasma, sérum

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 2.6

**Contenant** Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

**Contenant(s) autre(s)**

EDTA plasma, sérum

**Volume minimum**

1.2 ml d'héparine

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Réception des laboratoire

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.  
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

[Externalisation](#)