



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Coronavirus SARS-CoV-2

Frottis anus

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2  
respiratoire**Indication diagnostique**Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2.  
Il est réservé à des patient-e-s remplissant des critères cliniques et  
épidémiologiques associés au COVID-19.**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

**Fréquence et/ou horaire d'exécution**7/7 jours  
Pour les analyses concernant les hospitalisations en d'urgence 7/7  
jours 24/24 heures**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Diagnostic moléculaire microbiologique

**Synonyme**

Nouveau coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

743200

**Lien**[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Frottis anus

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 917995

**Contenant(s) autre(s)**

Milieu de transport équivalent au UTM RT

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Oui

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de  
demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07**Site web**[Microbio moléculaire](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

**Tarif**