

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Coronavirus SARS-CoV-2

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2  
respiratoire

#### Indication diagnostique

Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2.  
Il est réservé à des patient-e-s remplissant des critères cliniques et  
épidémiologiques associés au CoVID-19.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

5/7 jours

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

#### Synonyme

Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

#### Contenant(s) autre(s)

Récipient stérile équivalent .

#### Volume minimum

1 ml

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Oui

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile adéquat aux analyses de biologie moléculaire



<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>



# Analytique

## Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web** [Microbio moléculaire](#)

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

## Tarif