

Catalogue des analyses - Laboratoire

Trypanosomiase- Trypanosoma cruzi (Chagas) - Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche d'anticorps IgG anti-Trypanosoma cruzi

Renseignement téléphonique 021 314 41 07

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI


Prescription

Formulaire de demande [Numéro de commande](#)
[Lien](#)
[SWISS TPH - Centre de diagnostic](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Volume minimum Tube 4.9 ml sérum gel

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.