Catalogue des analyses - Laboratoire

Méningite/Encéphalite PCR en Urgence

Liquide céphalo-rachidien (LCR)



Informations générales

Evamon						_
	١	-	_	-		~
Examen	۱	п	μ	Ш	XА	_

But de l'analyse	Détection par système de PCR rapide réalisé en urgence pour un panel bactérien, viral et fongique
Indication diagnostique	Méningite/ Encéphalite
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Effectué dès réception au Laboratoire entre 08h et 22h, 7/7j
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, E.coli K1, Herpès simplex, varicelle zoster, Enterovirus, Parechovirus, HHV6, Cytomégalovirus.
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Matériel standard	
Ouantité	1



Quantité

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume mi	nimum	1 ml
voiuille iiii	IIIIIIIIIIII	

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 4h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PCR en temps réel



Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_02125 \\ V1 - 07/12/2025 \end{array}$

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

