

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Alpha-N-Acetyl-Galactosaminidase

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

## Informations générales

### Examen

### Renseignement téléphonique

021 314 42 80

### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich.  
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

### Analyse accréditée

NON

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande  
Lien  
[KISPI-Formulaire-4.02](#)

#### Autre formulaire de demande

Lien  
[KISPI - Formulaire de consentement](#)

### Recommandations

Cocher a-N-Acetyl-galactosaminidase (M.Schindler) page 2.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 900388



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Réception des laboratoire
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Externalisation</a></u>