

Catalogue des analyses - Laboratoire

Alpha-N-Acetyl-Neuraminidase et beta-Galactosidase

sang

Information(s) importante(s)

Attention Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécution Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à Zürich.
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

Analyse accréditée NON

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
Lien
[KISPI-Formulaire-4.02](#)

Autre formulaire de demande **Lien**
[KISPI - Formulaire de consentement](#)

Recommandations Cocher a-N-Acetyl-neuraminidase und beta-galactosidase page 2.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 900388

Analytique

Prestataire

Prestataire

Réception des laboratoire

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Externalisation](#)