

Catalogue des analyses - Laboratoire

Pyruvatdehydrogenase (E1a, E1B, E2 et E3bp)

biopsie musculaire

Information(s) importante(s)

Attention

Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen**Renseignement téléphonique**

021 314 42 80

**Fréquence et/ou horaire
d'exécution**

Les tubes doivent arriver à la réception des laboratoires du CHUV du lundi au jeudi 14h dernier délai pour envoi à BERN
Le laboratoire effectue les analyses uniquement du lundi au vendredi (ne pas envoyer weekend et jour férié).

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Externalisé

Prescription**Formulaire de demande**

Numéro de commande

Lien

[Inselspital - Stoffwechseldiagnostik](#)**Recommandations**

Cocher Pyruvatdehydrogenase (analyse mit SDS-Page/WB auf Untereinheiten) page2.

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Biopsie musculaire

Instruction(s) particulière(s)

Congeler les tissus immédiatement après leur retrait à -80°C



Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Externalisation</u>