

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Herpes simplex virus PCR

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	La recherche d'Herpès 1 et 2 se fait en parallèle. Evaluation de la charge virale .
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	HSV, HSV1, HSV2
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Sang EDTA-K
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Volume minimum**

1 ml

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

0.5 ml

**Contenant**

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Oui

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439



**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web** [Microbio moléculaire](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 jours

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • PCR en temps réel

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7