



Catalogue des analyses - Laboratoire

Mucorales PCR


Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Diagnostic moléculaire microbiologique
Synonyme	Mucor, Mucorales, Lichteimia, Rhizomucor, Rhizopus
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 743200</p> <p>Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques</p>

Pré analytique

Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>
Stabilité maximale avant analyse	
Réfrigéré	Oui
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux



analyses de biologie moléculaire

Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 119.7