

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Mucorales PCR

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Mucor, Mucorales, Lichteimia, Rhizomucor, Rhizopus
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>

## Pré analytique

<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquide céphalo-rachidien (LCR)</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

### Stabilité maximale avant analyse

**Réfrigéré**

Oui

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante dans les 24h suivant la prise

### Acheminement

**Conditions d'acheminement**

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web**[Microbio moléculaire](#)**Résultats****Délai de rendu**

2-3 jours

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- PCR en temps réel



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

119.7