Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_02448 \\ V1-07/12/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycoplasma genitalium PCR

Urine début du jet (PCR uniquement)



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Détection et identification spécifique de Mycoplasma genitalium, ainsi que détection des mutations de l'ARNr 23S associées à la résistance à l'azithromycine
Ajout d'analyse	Aucune analyse ne peut être rajoutée
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques



Pré analytique

Prélèvement

• Urine début du jet (PCR uniquement) **Nature**

Matériel standard

1 **Quantité**

Tube 8.5 ml pour urine **Contenant** Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

2 ml **Volume minimum**

Stabilité maximale avant envoi

Oui Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
	Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux




Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	Microbio moléculaire
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	



Principe de la méthode

• PCR en temps réel



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Tarif (CHF)

