



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **M. hominis et U.urealyticum (M. urogénitaux) - PCR**

Sécrétions nasopharyngées chez le nouveau-né



## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche par PCR de *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum* dans les sécrétions nasopharyngées du nouveau-né.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Diagnostic moléculaire microbiologique

### Prescription

**Formulaire de demande** Numéro de commande

743200

Lien

[151 – IMU – Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sécrétions nasopharyngées

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube à aspiration  
NULL

#### Contenant(s) autre(s)

ESwab (bouchon rose Copan), ESwab (bouchon orange Copan), UTM RT (bouchon rouge Copan avec écouvillon inclus)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

ESwab (bouchon rose ou orange Copan), UTM RT (bouchon rouge Copan avec écouvillon inclus) ou milieu de transport équivalent.

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## **Analytique**

### **Prestataire**

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web** [Microbio moléculaire](#)

### **Méthode analytique**

**Principe de la méthode** • PCR en temps réel

## **Post analytique**

### **Tarif**

**Tarif (CHF)** 207