

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Antigènes HLA-DQB1\*06:02 (Narcolepsie)

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Indication diagnostique    | Narcolepsie  |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805  |
| Horaire de réalisation     | Heures ouvrables du laboratoire  |
| Fréquence d'exécution      | 1x/semaine   |
| Analyse accréditée         | OUI  |
| Spécialité                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Histocompatibilité - HLA</li> </ul> |
| Prescription               |  |
| Formulaire de demande      | Numéro de commande<br>999073<br>Lien<br><a href="#">050 - Immunologie</a>    |

### Formulaire de consentement

## Pré analytique

### Prélèvement

- Nature
- Sang veineux

### Matériel standard

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Quantité  | 1                  |
| Contenant | Tube 4.9 ml EDTA-K |



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

## Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Conservation

4°C

### Conditions d'acheminement

T° ambiante

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie                          |
| <b>Site</b>                               | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 40 805  |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Immunologie et allergie</a>                                      |

## Résultats

**Délai de rendu** 2 semaines

## Méthode analytique

**Principe de la méthode** • NGS

# Post analytique

## Conservation après examens

**Aliquote congelé** > 20 ans

## Tarif

**Tarif (CHF)** 175.5