



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Levures culture

Cathéters, Sondes, Tubulures (drainage)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche de levures par culture spécifique dans les échantillons de type, cathéters, tubulures de drainage, sondes.

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Mycologie - levures
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Cathéter intra-vasculaire
- Drain, cathéter non vasculaire
- Sonde pacemaker

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Réceptacle stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaires d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Culture

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours

### Tarif

**Tarif (CHF)** 63

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3343.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif. La culture de levures n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la bactériologie culture.