



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Numération des sous-populations T CD4 et CD8 par CyTOF

Numération des sous-populations T CD4 et CD8 par CyTOF

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Ne pas envoyer par poste pneumatique

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Tests de numération et caractérisation des sous-populations cellulaires T CD4 et CD8 par cytométrie de masse (CyTOF). Ce test permet de caractériser 79 sous-populations lymphocytaires T CD4 et CD8 exprimant des marqueurs de différenciation (CD45RA, CD45RO, CD27 et CD127), d'activation (CD25, CD137, CD69, HLA-DR, CD71, CD38, ICOS), d'exhaustion (PD-1, PD-L1, TIM-3, LAG-3, CD39, TIGIT, CTLA-4), des facteurs de transcription (T-bet et Foxp3), des molécules impliquées dans la migration lymphocytaire (CCR6, CCR4, CCR7, CXCR5, CXCR3, CD62L, CD49a) et des molécules cytotoxiques (Granzyme B et Perforine).

#### Ajout d'analyse

Pas d'ajout d'analyse

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Fréquence: 4x/ semaine  
Arrivée à la réception des laboratoires du lundi au jeudi dans les 24h suivant le prélèvement. Cette analyse ne sera pas réalisée les veilles de week-end et jours fériés.

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Immunologie

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature** • Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant** 24h

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>

## Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Cytométrie de masse (CyTOF)

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	Pas de conservation
<b>Aliquote congelé</b>	Pas de conservation

## Tarif

**Tarif (CHF)** 810