



Catalogue des analyses - Laboratoire

SAM + SAH (S-Adenosyl-Methionine & S-Adenosyl-Homocysteine)

Plasma

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Analyse de S-Adenosyl-Methionine (SAM) et S-Adenosyl-Homocysteine (SAH)

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Spécialité

- Externalisé

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[UHH - Request form Metabolic Laboratory.](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1 ml

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Volume minimum

0.5 ml plasma

Analytique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS