Catalogue des analyses - Laboratoire

Spectrogramme

Liquide amniotique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Incompatibilité rhesus foeto-maternelle
Indication diagnostique	Amnioscentese
Ajout d'analyse	021 31 43174
Renseignement téléphonique	J-1 pour qu'il organise le travail et si prélèvement est différé
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Synonyme	IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande**

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide amniotique
Instruction(s) particulière(s)	Pas de contamination sanguine

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube noir NULL
Volume minimum	10 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire de foetologie - maternité
Site	MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire foetologie
Adresse	MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 laboratoire foetologie
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi au jeudi 6h30 - 15h40
Téléphone	021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo foetologie

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de foetologie - matérnité
Site	MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 - laboratoire foetologie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40

Résultats

Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Paramètres : Zones I-II-III

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Photométrique