Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie

Liquide Céphalo-Rachidien (LCR)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes dans un liquide céphalo-rachidien (LCR) Attention: la numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différentiation leucocytaire » **Remarques** : la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : iup.secretariat@chuv.ch.
Renseignement téléphonique	021 31 47 145
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	• Anatomo-histo-cyto-pathologie

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique **Lien** 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique
Renseignements à fournir	**Obligatoires** : Nom Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats - Volume de LCR ajouté au CytoLyt®
Recommandations	Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire prestataire. Attention : ne pas utiliser ce formulaire si « numération répartition

cellulaire et l'hématocrite» sont demandés sur du LCR, car ces analyses sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différentiation leucocytaire »

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Instruction(s) particulière(s)

Mettre 2 ml de LCR dans un tube de 15ml CytoLyt® à bouchon vert pour envoi au laboratoire Cytologique de l'IPA
Attention: si une numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont demandées : ne pas mettre la totalité du LCR natif dans le tube CytoLyt®:
Mettre 2 ml de LCR natif dans le CytoLyt® pour la Cytologie et le volume restant est envoyé natif aux autres labo concernés

Matériel standard

Contenant

Tube CytoLyt



Sur demande au tél 66 295

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

3 semaines

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Maintenir à température ambiante jusqu'à l'acheminement à l'IPA

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologique de l'IPA

Acheminement

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie

Site

BU25-03-212

Adresse

CHUV-Institut de Pathologie
Laboratoire de cytopathologie
Rue du Bugnon 25
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone	021 31 47 324
Site web	Pathologie - Réception/Cytopathologie

Analytique

Prestataire

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Astreinte	Pathologie Cytopathologie

Résultats

Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA