Catalogue des analyses - Laboratoire

Rougeole

Sérodiagnostic IgG et IgM

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Le dépistage des IgM est pertinent uniquement dans une petite fenêtre sérologique lors de suspicion clinique avec une PCR négative (situation subaiguë).
Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 6 jours post prélèvement. Hors de ce délai veuillez contacter le laboratoire.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 913346 **Lien** 060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum gel



Monovette ISO bouchon MARRON - N° commande : 966438

Contenant(s) autre(s)	Tube 4.9 ml sérum sans gel

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	24h
Réfrigéré	Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Acheminement dans les 12h (jours ouvrables) post prélèvement : T° ambiante Acheminement au-delà de 12h (jours ouvrables) post prélèvement : congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Chemiluminescence
Analyseur	LIAISON XL (IgG) et VirClia LOTUS (IgM)

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Echantillon aliquoté : 6 jours post-réception au laboratoire
Aliquote congelé	3 ans

Tarif

Tarif (CHF)	71.1
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus