Catalogue des analyses - Laboratoire

Kit hypoglycémie

Information(s) importante(s)

Attention

- Condition particulière de préparation

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Réaliser un bilan métabolique complet lors d'un épisode d'hypoglycémie. Utiliser les enveloppes de kit prévues à cet effet. Ces enveloppes sont disponibles dans les services d'urgence de HEL, SIPI, Soins continus et étage de pédiatrie ainsi qu'au laboratoire de Chimie clinique BH18-101. Pour les demandeurs externes, merci de commander ces kits au numéro de téléphone suivant: 079 556 89 21 Des volumes minimaux ont été calculés, merci de les respecter afin que la totalité des analyses soient effectuées. L'envoi d'un kit doit être annoncé par e-mail à l'adresse: ccl.pmo1@chuv.ch
Indication diagnostique	Se référer au document suivant : **Kit Hypoglycémies**
Préparation du patient	Prélèvements sanguins à prélever obligatoirement avant resucrage. Le resucrage ne doit pas être retardé pour prélever les urines.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	NON
Spécialité	• Chimie clinique

Prescription

Renseignements à fournir	010 - Chimie clinique - Sang 011 - Chimie clinique - Urine

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang
- Urine fraîche


Instruction(s) particulière(s)

Se référer au document suivant: **Kit Hypoglycémies**

Matériel standard

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Contenant(s) autre(s)

Tube 2.6 ml héparinate de lithium
Tube 2.6 ml sérum sans gel
Microtube 0.3 ml EDTA-K
Microtube 0.3 ml Fluorure de Sodium
Tube 8.5 ml pour Urine

Volume minimum

Tube 2.6 ml héparinate de lithium: 2.6 ml
Tube 2.6 ml sérum sans gel: 2.6 ml
Microtube 0.3ml EDTA-K: 0.3 ml
Microtube 0.3ml Fluorure de Sodium: 0.3 ml
Tube 8.5ml pour Urine: 2 ml

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

15 min

Congelé

12h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Sang: Centrifuger immédiatement durant 5 mn à température ambiante à 3600g
Décanter le plasma et congeler
Urine: Congeler immédiatement

Conservation

Conserver le plasma dans le congélateur -80°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Condition(s) spéciale(s)	Tarification selon analyses effectuées