Catalogue des analyses - Laboratoire

Enzyme de conversion

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient	Arrêt médicaments inhibiteur de l'ECA. Patient à jeun.
Ajout d'analyse	Non
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	ECA, Enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE, Angiotensin converting enzyme

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang
Renseignements à fournir	Médicaments en cours

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990
Contenant(s) autre(s)	Sérum gel, héparinate de lithium

Matériel pédiatrique

Quantité	2 microtubes bien remplis
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Matériel néonatologie

Quantité	2 microtubes bien remplis
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger, décanter, congeler.
Conditions d'acheminement	Sérum congelé.

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	oui

Méthode analytique

Analyseur	Cobas Pro / Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	20.7