Catalogue des analyses - Laboratoire

Oestrone E1

Sang

Information(s) importante(s)

Attention	• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Oestrogène de l'ovaire. Dans la préménopause la synthèse s'effectue surtout dans l'ovaire, une moindre part dans le tissu graisseux par conversuin de l'androstendion et de la DHEA. Oestrogène essentiel de la femme postménopausée. La synthèse s'effectue surtout par conversion dans le tissus périphériques (tissu graisseux).
Indication diagnostique	Taux élevé: adiposité massive dans la postménopause; prise orale d'oestrogènes. Taux abaissé: dans la postménopause sans signification Remarques: taux élevés d'oestrone dans la postménopause en correlation avec un risque réduit d'ostéoporose.
Renseignement téléphonique	021 314 42 80
Fréquence d'exécution	1x/jour
Spécialité	• Externalisé

Prescription

Autre formulaire de demande	**Lien** Bon pour analyses externes

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	72h
Réfrigéré	2 semaines
Congelé	1 an

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Externalisation