Catalogue des analyses - Laboratoire

BAT-dose réponse

BAT-Dose réponse

Information(s) importante(s)

Attention	• Attention : formulaire de demande à imprimer (lien accessible dans la rubrique Prescription) • Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Le test BAT - dose réponse permet la recherche in vitro par cytométrie de flux d'une réaction allergique immédiate et d'hypersensibilité contre divers allergènes tels que des venins d'insectes, des pneumallergènes et des allergènes alimentaires. Ce test permettra de mieux définir: i) risque de réaction allergique aux traces dans les allergies alimentaires sévères ii) suivre la réponse au traitement de désensibilisation iii) évaluer l'impact des biologiques dans la persistance des allergies.
Indication diagnostique	Suivi de la réponse au traitement de désensibilisation.
Renseignement téléphonique	Gonzalo Tapia, TAB chef de service adjoint 079 556 82 67
Fréquence d'exécution	4x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Arrivée à la réception des laboratoires du lundi au jeudi, dans les 20 heures suivant le prélèvement. Veille de jours fériés, arrivée à la réception des laboratoires à 11h au plus tard.
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Allergie

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** **Lien** 053 - Immunologie - Test d'activation des basophiles
Renseignements à fournir	Allergènes à tester

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Température ambiante

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu	1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode	• Cytométrie de flux

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Pas de conservation

Tarif

Tarif (CHF)	210.6